

### DIVAN ÉLECTRIQUE CARDIOLOGIE HAUTEUR VARIABLE Référence : 05690



#### RESUME

Notre divan électrique de cardiologie est conçu pour faciliter tout type d'examen cardiologique tel que les ECG, les mammographies ou encore les échocardiographies.


Sa découpe latérale offre une partie amovible très pratique permettant aux praticiens de pouvoir travailler facilement et dans de bonnes conditions. De plus, sa hauteur, variable de 48 à 88 cm, permet à tous les patients de pouvoir s'y installer sans difficultés.

#### Les points forts :

- Partie du divan amovible
- Position proclive/déclive
- Hauteur variable
- Roulettes et porte rouleau inclus
- Garanti 5 ans

Découvrez également notre [divan de cardiologie fixe](#) et nos [tabourets pour cardiologue](#).

#### LIVRAISON GRATUITE



## DECLINAISONS

Largeur	Coloris Gamme Classique	Commandes
70 cm	Arno	Pédale
70 cm	Garonne	Pédale
70 cm	Potomac	Pédale
70 cm	Amour	Pédale
70 cm	Mississippi	Pédale
70 cm	St Laurent	Pédale
70 cm	Rhône	Pédale
70 cm	Missouri	Pédale
70 cm	Seine	Pédale
70 cm	Amazone	Pédale
80 cm	Arno	Pédale
80 cm	Garonne	Pédale
80 cm	Potomac	Pédale
80 cm	Amour	Pédale
80 cm	Mississippi	Pédale
80 cm	St Laurent	Pédale
80 cm	Rhône	Pédale
80 cm	Missouri	Pédale
80 cm	Seine	Pédale
80 cm	Amazone	Pédale
70 cm	Arno	Télécommande
70 cm	Garonne	Télécommande
70 cm	Potomac	Télécommande
70 cm	Amour	Télécommande
70 cm	Mississippi	Télécommande
70 cm	St Laurent	Télécommande
70 cm	Rhône	Télécommande
70 cm	Missouri	Télécommande
70 cm	Seine	Télécommande
70 cm	Amazone	Télécommande
80 cm	Arno	Télécommande
80 cm	Garonne	Télécommande
80 cm	Potomac	Télécommande
80 cm	Amour	Télécommande
80 cm	Mississippi	Télécommande
80 cm	St Laurent	Télécommande
80 cm	Rhône	Télécommande
80 cm	Missouri	Télécommande
80 cm	Seine	Télécommande
80 cm	Amazone	Télécommande

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir notre fauteuil de cardiologie électrique ?

Ce divan d'examen électrique à 2 plans (2 parties) est une option premium pour les professionnels de la cardiologie. Grâce

à son moteur électrique, une simple pression sur la télécommande manuelle permet de faire varier sa hauteur de 48 à 88 cm. Doté de 4 roulettes de 125 mm de diamètre équipées de freins, il est facilement déplaçable.

Pour permettre à vos patients de se dévêtir à l'abri des regards, nous vous conseillons de mettre à leur disposition l'un de nos [paravents occultant](#).

Sa sellerie tendue, d'une largeur de 70 ou de 80 cm offre une épaisseur de 5 cm. Elle dispose d'une partie amovible conçue pour faciliter les échographies cardiaques et autres examens de la cage thoracique. Son revêtement est anti-feu classe M1 et peut supporter jusqu'à 200 kg.

Enfin, son dossier, réglable par vérin électrique, possède une position proclive/déclive, idéale pour examiner les patients sans difficultés. Conçu pour être gardé de nombreuses années, notre divan est très robuste et est garanti 5 ans.

## Comment nettoyer ce divan de consultation de cardiologie ?

Le tissu recouvrant la sellerie résiste à la majorité des agressions rencontrées lors d'actes médicaux quotidiens. En l'entretenant régulièrement, il conserve sa souplesse et son éclat d'origine. Le nettoyage doit se faire uniquement par le biais d'eau savonneuse. Les solvants, alcool et/ou acétone non dilués sont à proscrire.

## Caractéristiques de notre divan électrique de cardiologie

Dimensions :

- Longueur : 198 cm
- Largeur : 70 ou 80 cm
- Hauteur : De 48 à 88 cm

- Capacité de charge : 200 kg (en dynamique)
- Inclinaison : De 0 à 80°

Sellerie :

- Tendue plate
- Densité : 24 kg /cm<sup>2</sup>
- Revêtement : Classement anti-feu M1
- Epaisseur : 5 cm

Réglage du dossier : Vérins électriques

Piètement : Cartérisé coloris gris clair (RAL 7035)

Roulettes : ø 125 mm avec freins

Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

Coloris sellerie : 31 coloris disponibles. Pour les retrouver, rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" situé ci-dessous. Si celui souhaité n'est pas proposé lors de l'achat, veuillez nous faire parvenir une [demande de devis](#). Les coloris sont donnés à titre indicatif.

**Livraison : La livraison standard s'effectue à votre adresse sur le trottoir. Si vous désirez une livraison en étage et une installation, veuillez nous adresser une [demande de devis](#).**