

ESCABEAU DE PHLÉBOLOGIE Référence : 06067



RESUME

Notre escabeau de phlébologie est d'une grande aide pour les médecins vasculaires qui peuvent facilement examiner les jambes de leurs patients. Grâce à sa rampe, il peut également servir de simple escabeau à 2 marches pour les patients qui ne peuvent pas accéder au divan d'examen aisément.

Moderne et élégant, ce marchepied aux couleurs sobres participe grandement au confort des patients. Garanti 1 an, sa structure en acier et ses marches en plastique antidérapant peuvent supporter jusqu'à 150 kg.

Les points forts :

- Parfaitement stable
- Robuste
- Garantie 1 an

Vous pouvez aussi retrouver ce [marchepied en version 2 marches](#) ou inclus dans notre [kit avec divan d'examen](#).



DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'un marchepied de phlébologie ?

Destiné avant tout aux phlébologues et à leurs patients, ce marchepied permet également aux personnes âgées et à

mobilier réduite d'accéder facilement et sereinement au divan d'examen de leur médecin. Grâce à sa rampe à fixer sur le côté gauche dans le sens de la montée, il offre un appui supplémentaire que n'apportent pas nos [marchepieds à 1 marche](#) et nos escabeaux à 2 niveaux.

Il permet par ailleurs aux médecins vasculaires de procéder à un examen complet des jambes de leurs patients en les observant de face, de dos et de profil sans difficultés.


Ses marches, revêtues de plastique antidérapant, garantissent un bon maintien et évitent les risques de chutes. D'une longueur de 40 cm, elles permettent aux patients de positionner leurs deux pieds de façon à monter marche après marche. Le premier niveau est situé à 25 cm du sol contre 46,5 cm pour le deuxième. Ce marchepied est donc adapté pour tous types de fauteuil et divan d'examen d'une hauteur fixe allant jusqu'à 80 cm.

Capable de supporter jusqu'à 150 kg, la structure en acier inoxydable de notre marchepied lui permet d'être parfaitement stable. Grâce à sa profondeur totale de 55 cm, ce marchepied peut être rangé facilement et ne prend pas trop de place.


Étapes de montage du marchepied pour phlébologue

Livré dans un carton comme nos [autres marchepieds](#), son montage est simple et rapide :


1. Tout d'abord, il convient de visser les différents tubes d'acier entre eux afin de former la structure du marchepied.
2. Ensuite, il convient de visser chaque marche sur la structure
3. Enfin, il ne reste plus qu'à procéder à l'intégration de la rampe sur la structure par le biais des vis fournies.



Étape 1



Étape 2



Étape 3

Caractéristiques du marchepied avec rampe

Dimensions :

- Hauteur totale : 107 cm
- Hauteur sans la rampe : 46,5 cm
- Hauteur première marche : 25 cm
- Hauteur seconde marche : 46,5 cm
- Largeur marche : 24,5 cm
- Profondeur totale : 55 cm
- Longueur : 40 cm

Poids : 7,6 kg

Capacité d'accueil : 150 kg

Matériau :

- Structure : Acier inoxydable
- Marche : Plastique antidérapant

Coloris :

- Marche : Noir
- Pieds : Noir
- Structure : Gris foncé (Inox)

Garantie : 1 an

Retrouvez également notre gamme de [fauteuils d'examen médical](#) et nos [tabourets ergonomiques](#).