

### TABLE DE MAYO Référence : 06529



#### RESUME

Notre table de Mayo est très pratique pour y disposer toute sorte d'accessoire et de matériel médical. Ses 4 roulettes lui permettent d'être mobile pour rester à portée de main du personnel soignant. Véritable alliée des praticiens, elle possède des rebords pour éviter que le matériel qui se trouve sur le plateau ne tombe.

Dotée d'une structure en acier inoxydable, sa hauteur est réglable et peut varier de 79 à 128 cm. Elle est équipée d'un plateau amovible facilitant son nettoyage.

#### Les points forts :

- Robuste : Structure en acier inoxydable
- Pratique : Démontable pour un rangement et un transport facile
- Mobile : 4 roulettes doubles avec freins

Découvrez [l'ensemble de notre matériel médical.](#)



#### DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre table de Mayo ?

Notre table de Mayo offre une surface de travail pratique et fonctionnelle. Que ce soit pour la préparation des instruments médicaux ou le support des appareils médicaux, notre table de Mayo est conçue pour faciliter le travail des professionnels de santé.

Avec sa structure en acier inoxydable, cette table est robuste, durable et résistante à la corrosion, assurant une utilisation fiable et de longue durée. Son plateau amovible en acier inoxydable de 56,5 x 43,5 cm, offre une surface lisse et facile à nettoyer. Il est donc idéal pour maintenir des normes d'hygiène élevées dans votre établissement.

Totalement démontable, elle peut-être rangée facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cette table est un dispositif médical de Classe I et est garantie 12 mois.

## Comment nettoyer notre table Mayo inox ?

Le nettoyage régulier permet de maintenir des conditions d'hygiène nécessaires dans votre établissement de santé. Pour la nettoyer, l'utilisation d'un chiffon doux imbibé d'une solution désinfectante appropriée est recommandée. Essuyez soigneusement toutes les surfaces de la table, y compris le plateau amovible et la structure en acier inoxydable.

Veillez à bien sécher la table après le nettoyage pour éviter la formation de tâches ou de dépôts d'eau. Il est recommandé d'éviter d'utiliser des produits chimiques abrasifs ou des matériaux rugueux qui pourraient endommager la surface de la table.

## Caractéristiques de notre table de Mayo en inox

Dispositif médical : Classe I

Structure : Acier inoxydable

Montage : Entièrement démontable

Roulettes : 4 roulettes doubles avec freins

Diamètre des roulettes : ø 55 mm

Hauteur : Réglable de 79 à 128 cm

Plateau : Amovible

Dimension du plateau : L. 56,5 x l. 43,5 cm

Matériau du plateau : Acier inoxydable

Garantie : 12 mois