

BRANCARD CATASTROPHE

Référence : 06540

RESUME



Notre brancard catastrophe en aluminium haute résistance est doté de 2 roues et de 2 stabilisateurs permettant un déplacement facile lors d'une évacuation et une stabilité parfaite lors d'une intervention. Pliable en deux, il pèse 6kg et est recouvert d'un tissu étanche.

Son dossier, relevable jusqu'à 60°, assure un positionnement optimal des patients, garantissant leur confort et leur sécurité pendant le transport. Léger et facile à transporter, il constitue un choix fiable pour les équipes d'intervention.

Les points forts :

- Praticité : Pliable en deux pour un transport facile
- Résistance : Structure en aluminium haute résistance
- Confort : Dos réglable jusqu'à 60° pour un positionnement optimal des patients

Découvrez également notre [plan dur de secours](#) et notre [civière](#).



DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce brancard catastrophe ?

Notre brancard catastrophe est conçu pour répondre aux besoins des équipes d'intervention. Pliable en deux, il est facilement transportable et stockable, ce qui est essentiel lors des situations où le temps est compté.

Cette civière est composée d'une structure en aluminium haute résistance ainsi que de 2 roues permettant aux secouristes de déplacer facilement et rapidement les victimes. L'usage de l'aluminium pour ce brancard lui permet de faire preuve de robustesse tout en gardant un poids léger : Il ne pèse que 6 kg et peut supporter jusqu'à 159 kg. Équipé d'un dossier réglable jusqu'à 60°, il offre un positionnement optimal aux patients et leur assure un transport confortable et sécurisé.

En raison de sa polyvalence et de sa résistance, ce brancard est largement utilisé par les équipes d'intervention d'urgence, les services médicaux d'urgence, les pompiers et les équipes de secours lors de catastrophes, d'accidents graves ou d'autres situations d'urgence nécessitant un transport rapide et sécurisé des patients. Son design ergonomique et sa facilité de manipulation en font un choix fiable et pratique pour ces professionnels qui sont confrontés à des situations d'urgence.

Comment nettoyer ce brancard d'urgence ?

Pour maintenir une hygiène optimale, il est important de nettoyer régulièrement le brancard catastrophe. Pour ce faire, un simple chiffon accompagné d'une solution désinfectante appropriée suffit. En cas de contamination par des fluides corporels, suivez les procédures de nettoyage et de désinfection recommandées pour assurer une élimination efficace des agents pathogènes.

Caractéristiques du brancard catastrophe médical

Structure : Pliable en 2 avec 2 roues et stabilisateurs

Matériau de la structure : Aluminium haute résistance

Tissu du brancard : Étanche

Dossier : Réglable jusqu'à 60°

Poids : 6 kg

Charge maximum transportée : 159 kg

Coloris : Bleu

Dimensions :

- Dépliée : L. 185 x l. 50 x h. 24 cm
- Pliée : L. 92 x l. 50 x h. 11 cm