

BOITIER DÉFIBRILLATEUR INTÉRIEUR AIVIA IN Référence : 07154



RESUME

Idéal pour les ERP (établissement Recevant du Public), le boîtier défibrillateur AIVIA IN permet de stocker et de protéger les défibrillateurs. Ce dernier est compatible avec tous les défibrillateurs et est conçu pour une installation en intérieur.

De dimensions H. 41,4 x L. 34 x P. 20 cm, l'armoire pour défibrillateur est proposée avec ou sans alarme.

L'armoire Aivia IN est fabriquée en polycarbonate et en ABS, matériaux solides et résistants qui permettent de protéger au maximum le défibrillateur qui se trouve à l'intérieur.

Les points forts :

- Léger et compact
- Compatible avec tous les DAE
- Résistance
- Conforme à la Directive RoHS 2 et à la Directive 2014/30/UE (EMC)
- Facilité d'installation et d'accessibilité



DECLINAISONS

Type du boîtier défibrillateur

Avec alarme

Sans alarme

DESCRIPTION

Pourquoi installer un boîtier défibrillateur Aivia IN ?

Le boîtier défibrillateur AIVIA IN offre une solution pratique et sûre pour stocker et rendre accessible un défibrillateur dans des lieux publics ou privés. Ce dernier est destiné à être installé en intérieur. Il garantit que l'équipement est en bon état de fonctionnement, facilement accessible et protégé contre le vol ou les dommages. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés en adhésif.

L'armoire pour défibrillateur avec ou sans alarme est compatible avec tous les défibrillateurs dont le [DAE entièrement automatique \(DEA\)](#) ou [dae semi automatique avec électrode et batterie](#).

Facile d'utilisation grâce à son système d'ouverture ergonomique avec poignée intégrée, il permet un accès rapide au DAE en situation d'urgence.

De plus, le capot est transparent, ce qui permet de voir l'appareil ainsi que le système de contrôle de l'état du défibrillateur.

Le capot est fabriqué en polycarbonate et le support en ABS : ces matériaux sont connus pour leur résistance aux chocs.

Un [panneau pour DAE en PVC ou vinyle adhésif](#) doit être installé pour indiquer l'emplacement du défibrillateur conformément à l'arrêté du 29 octobre 2009.

Découvrez toute notre gamme de [défibrillateurs pour grand public](#).

Description de l'armoire défibrillateur Aivia IN avec alarme

L'ouverture du capot déclenche automatiquement l'alarme sonore (90 dB) et visuelle (leds rouge clignotantes) pendant 30 secondes.

L'alarme AIVIA IN avec alarme est conforme à la Directive RoHS 2 relative à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE).

Elle est également conforme à la Directive 2014/30/UE ou EMC (Compatibilité Électromagnétique) adoptée dans le but d'assurer que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne perturbent pas d'autres équipements électriques et électroniques, et qu'ils fonctionnent correctement en présence de perturbations électromagnétiques.

Retrouvez également [boitier pour un usage extérieur AIVIA 200](#) et l'[armoie en métal pour un usage intérieur avec alarme](#).

Caractéristiques techniques

Dimensions : H. 41,4 x L. 34 x P. 20 cm

Poids vide: 2 kg

Poids supporté : 5 kg

Matériaux : Polycarbonate et ABS.

Caractéristiques de l'armoie avec alarme :

- Consommation électrique minimale : 0,8 mA
- Consommation électrique maximale : 75 mA
- Puissance sonore : 90 dB / 1 mètre
- Alimentation électrique : 2 piles AA LR6 alcalines (3 ans d'autonomie)
- Température d'utilisation : 0 à 40 °C
- Humidité : 95 % max sans condensation
- Pression : 790 hPa max