



Kit de résine pour ragréage

La résine est un liant Nicole fluide bi-composant à hautes résistances mécanique, entrant dans la composition des coulis et mortiers de sols destinés à la préparation des supports en béton, avant application de chapes résines. Utilisable en intérieur.

Composition :

La résine est constituée d'un système époxydique incolore et d'additif spéciaux.

Caractéristiques générales :

- Classification AFNOR : I - 6b
- Extrait sec théorique : 100 %
- Point éclair : $>100^{\circ}\text{C}$
- Densité à 23°C : $1,06 \pm 0,04$
- Dosage en poids (hors silice) :
 - Résine : 62,7 %
 - Durcisseur : 37,3 %
- Durée pratique d'utilisation (à 23°C) : 12h
- Viscosité (à 23°C) : 410 ± 50 mPA.s
- Temps de hors poussière (à 23°C) : 24 - 72h
- Dureté Shore après 7 jours (à 23°C) : >70 D
- Adhérence au béton sec : $> 2,0$
- Aspect : brillant
- Couleur : paille translucide

Etat et préparation dus support :

Le support en béton devra être sec, cohésif, propre et isolé contre les remontées capillaires. Il subira une préparation adaptée à son état et à sa nature. Sa teneur en eau n'excédera pas 4,5% à 4 cm de profondeur.

Condition d'application :

La température du support et de l'air ambiant lors de l'application et de la réticulation du mélange doit être supérieure à 15°C , l'humidité relative de l'air n'excédant pas 75%.

Méthode de préparation :

Verser la totalité du contenu du pot B dans le récipient contenant la partie A, agiter mécaniquement en insistant sur la partie inférieure et les bords du récipient. Le silice propre et sec sera mélangé à la résine dans le fût sous agitation, ou dans un malaxeur de type planétaire pour les fortes teneurs en charge.

Précaution d'emploi :

- Eviter le contact direct avec la peau
- Portez sur vous le matériel recommandé : combinaison, lunettes et gants
- Si jamais votre peau entre en contact avec le mélange, nettoyez la avec de l'eau et du savon
- En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment et sans perdre de temps avec de l'eau. Consultez ensuite un médecin.

Conditionnement et stockage :

Le kit est livré en unités pré-dosées, prêtes à l'emploi.

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, le produit pourra être conservé 2 ans dans son emballage d'origine.