

PARAVENT MÉDICAL MOBILE 2 À 4 PANNEAUX

Référence : 06062



RESUME

Élément essentiel au confort des patients, les paravents médicaux servent de cloisons et permettent de favoriser leur intimité. Notre paravent médical se compose de 2 à 4 panneaux. Très utile, il est également très simple à installer. Doté de rideaux en plastique lavable de couleur blanc, il est équipé de roulettes pour simplifier ses déplacements.

Les points forts :

- Nombre de panneaux au choix
- Rideaux lavables
- Garantis 3 ans

Découvrez également notre [paravent mural](#) et notre [paravent télescopique](#).

[Livraison offerte à partir de 340€ d'achat.](#)



DECLINAISONS

Nombre de panneaux
2
3
4

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre paravent pour cabinet

médical ?

Avec sa hauteur de 1m75, notre paravent médical mobile 2 à 4 panneaux assure une intimité parfaite à tous les patients. Que ce soit pour se changer à l'abri des regards, délimiter une pièce partagée, être examiné sans être dérangé ou encore pour créer un espace d'urgence, notre paravent est d'une efficacité redoutable. Il est adapté pour tous les établissements de santé tels que les cabinets médicaux, les cliniques ou les hôpitaux.

Selon son usage, vous pouvez opter pour la version 2, 3 ou 4 panneaux. Ces derniers mesurent chacun 61 cm de large. La version 2 panneaux s'étend donc sur 122 cm, contre 183 cm pour la version 3 panneaux et 245 cm pour la version équipée de 4 panneaux. Afin de faciliter leur déplacement, le châssis en acier inoxydable repose sur un nombre de pieds et de roulettes variables en fonction du nombre de panneaux. Celles-ci mesurent 60 mm de diamètre et sont orientables à 360°.


Pour faciliter son rangement, chaque panneau est équipé de charnière. Cela lui permet ainsi d'être replié facilement. Ses rideaux en plastique de couleur blanc sont non-feu classe M3. Très hygiéniques, ils sont facilement lavables et laissent correctement passer la lumière.

Afin d'équiper votre cabinet, découvrez également nos [marchepieds médicaux à une ou deux marches](#).


Comment procéder au montage de ce paravent roulant ?

L'installation de ce paravent médical est très simple et ne prend que quelques minutes. Il se fait en 2 étapes :

1. Dans un premier temps, assemblez les roulettes dans le châssis
2. Vissez ensuite les châssis dans les emplacements prévus sous chaque panneau. Les vis sont fournies.



Étape 1



Étape 2

Caractéristiques de notre paravent sur roulettes

Garantie : 3 ans

Dimensions :

- 2 panneaux : l. 122 cm x h. 175 cm
- 3 panneaux : l. 183 cm x h. 175 cm
- 4 panneaux : l. 245 cm x h. 175 cm
- Roulettes : ø 60 mm

Poids :

- 2 panneaux : 7 kg
- 3 panneaux : 10,6 kg
- 4 panneaux : 13 kg

Matériau :

- Châssis : Acier inoxydable
- Rideaux : Plastique lavable antifeu M3

Ce paravent complète notre [gamme de divans d'examen](#) et nos [tabourets médicaux sur roulettes](#).