

BATTERIE DÉFIBRILLATEUR SCHILLER

Référence : 07178



RESUME



La batterie défibrillateur Schiller est conçue pour le défibrillateur FRED PA-1 Schiller. Celle-ci délivre une source d'alimentation électrique au défibrillateur et joue donc un rôle essentiel dans son fonctionnement : le défibrillateur ne peut pas fonctionner sans batterie.

Sa durée de vie est de 6 ans pour un usage en intérieur et de 5 ans pour un usage en extérieur. Grâce à sa fonction autotest, le DAE Schiller émet un signal lumineux pour avertir de la péremption de la batterie au lithium.

Les points forts :

- Simple à remplacer
- Résistance
- Légère
- Durable



DESCRIPTION

Description de la batterie défibrillateur schiller

La batterie pour défibrillateur est essentielle pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la délivrance des chocs en cas d'arrêt cardiaque. Cette dernière est compatible avec le [DAE semi-automatique FRED PA-1](#) ou le [DAE entièrement](#)

[automatique FRED PA-1.](#)

La batterie défibrillateur a une durée de vie limitée (6 ans en intérieur et 5 ans en extérieur). Elle doit être remplacée avant la date d'expiration pour garantir que le défibrillateur soit opérationnel en tout temps. Un voyant lumineux sur le défibrillateur permet d'alerter lorsqu'il est nécessaire de changer la batterie.

Nous proposons également une [paire d'électrodes pour adultes ou pour enfants](#).

Caractéristiques techniques

Autonomie :

- En intérieur : 6 ans
- En extérieur : 5 ans
- 140 chocs électriques

Compatible avec : Fred PA-1

Source de fonctionnement : lithium