

CHAISE DE PESÉE

Référence : 07959



RESUME

Très qualitative, notre chaise pèse-personne de couleur noire permet aux patients d'être pesé rapidement et facilement là où ils se trouvent, sans avoir à se déplacer jusqu'à une balance au sol. Approuvée médicalement, elle est souvent utilisée en gériatrie. Elle peut peser jusqu'à 250 kg, ce qui la rend également idéale pour les mesures d'obésité.

Dotée de 4 roues, d'accoudoirs, de repose-pieds, et d'un siège à l'assise ergonomique assurant un maintien sûr pendant la pesée, elle intègre la fonction Hold, permettant de calculer le poids moyen des patients agités ainsi que la fonction IMC.

Les points forts :

- Mesure jusqu'à 250 kg
- Grande mobilité
- Fonction Hold et IMC



DECLINAISONS

Homologation

NAWI (2014/31/UE)

Aucune

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre chaise pèse personne ?

Notre chaise pèse-personne permet de peser vos patients qu'importe l'endroit où ils se trouvent. Homologuée en Classe III, elle est conforme aux normes médicales les plus strictes, telles que la directive 93/42/CEE ou le règlement UE 2017/745, garantissant ainsi une qualité et une précision parfaite. En option, nous proposons également l'homologation NAWI (2014/31/UE).

Que vous souhaitiez utiliser cette chaise dans une maison de retraite, un centre de réhabilitation ou une clinique, elle répondra parfaitement à tous vos besoins. En effet, sa capacité de pesée allant de 0 à 250 kg, elle peut parfaitement accueillir les patients obèses.

Au-delà de sa précision, notre chaise pèse-personne se distingue par sa facilité d'utilisation. Son design intègre deux roulettes orientables à l'arrière avec un frein d'immobilisation, garantissant une mobilité accrue tout en assurant la sécurité du patient pendant la pesée. Ses quatre roues permettent un déplacement facile du fauteuil.

Dotée d'accoudoirs et de repose-pieds rabattables, cette chaise n'assure pas seulement le confort du patient, elle facilite grandement son installation. Il s'agit d'un avantage considérable, notamment pour les patients en surpoids. Cela leur permet en effet un transfert aisé, par exemple, du lit au fauteuil pèse-personne. Notre chaise contribue ainsi non seulement au bien être du patient, mais également à celui du personnel médical. De plus, elle convient aux patients atteints de démence grâce à sa couleur noire.

Le véritable atout de notre chaise pèse-personne concerne ses différentes fonctionnalités. Celles-ci visent à assurer une pesée précise qu'importent les situations. Ainsi, nous pouvons

retrouver la fonction Hold, spécialement conçue pour les patients agités. Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne, assurant une valeur de pesée stable même pour les patients qui peuvent avoir des mouvements brusques. Cette chaise est également équipée de la fonction IMC, permettant de déterminer si le poids est insuffisant, normal ou si le patient est en situation de surpoids.

La lecture de la valeur pesée est facilitée grâce au grand écran LCD rétroéclairé qui se trouve à l'arrière de la chaise. Très pratique et ergonomique, elle est alimentée par une batterie interne offrant une autonomie pouvant atteindre 40 heures sans rétroéclairage, pour un temps de chargement de 12 heures seulement. De plus, le fonctionnement sur piles est possible (6 piles AA, non incluses), et offre une autonomie allant jusqu'à 20 heures.

Pour tout savoir sur votre chaise de pesée, veuillez vous référer à l'onglet "téléchargement" en bas de cette page.

À propos de l'homologation NAWI (2014/31/UE)

En option, vous pouvez opter pour l'homologation de votre plateforme de pesée. La législation européenne prescrit en effet l'évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE, pour les balances avant qu'elles ne soient utilisées dans le domaine médical. Cela permet de prouver l'exactitude dans le monde entier des valeurs délivrées par la balance. Afin de vous délivrer cette homologation, veuillez sélectionner l'option puis nous indiquer son lieu et code postal d'utilisation dans l'encadré qui s'affiche. Le délai d'envoi de votre commande augmente de 3 jours en choisissant cette option.

Attention, l'homologation de l'appareil ne pourra pas être commandée ultérieurement.

Caractéristique de notre fauteuil pèse-personne

Matière de la chaise : Plastique

Portée max : 250 kg

Précision : 0,1 kg

Unités de mesure : Kilogrammes

Poids minimal : 2 kg

Sigle CE : Oui

Classe de précision : III

Type d'écran : LCD

Rétroéclairage de l'écran : Oui

Hauteur des chiffres sur l'écran : 25 mm

Dimensions afficheur (L × P × H) : 200 × 130 × 60 mm

Dimensions plateforme de pesée (L × P × H) : 502 × 380 × 410 mm

Dimensions surface de pesée (L × P) : 390 × 360 mm

Fonction de tare : Disponible

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité max : 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant max : 12 V, 500 mA

Bloc d'alimentation : Adaptateur secteur et batterie

Batterie temps de chargement : 12 h

Batterie autonomie - avec rétroéclairage : 20 h

Batterie autonomie - sans rétroéclairage : 40 h

Pile : 6 × 1,5 V AA

Pile temps de chargement : 20 h

Montage : Livrée montée

Découvrez également notre [plateforme de pesée pour chaise roulante](#), la [balance médicale électronique pour bébé](#), et la [balance médicale professionnelle](#) de notre gamme de [mobilier pour les structures de santé](#).